

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://midlves.nt-rt.ru/> || mso@nt-rt.ru

Весы ЗДОРОВЬЕ



Эл. весы бытовые для взвешивания в домашних условиях, чаша нержавеющая съемная.

Весы 3к813 ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЫ «ЗДОРОВЬЕ» до 150кг, металл-пластик-стекло, погрешность-0,1кг

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ

Весы бытовые электронные для взвешивания в домашних условиях. Весы просты в использовании, надёжны, работают от батареи 9V типа «КРОНА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	3К813
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	150
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, кг	4
Дискретность отсчёта, кг.	0,1
Напряжение питания	9V
Рабочий диапазон температуры	+5....+35 гр.С
Относительная влажность	30...80%
Время установления рабочего режима	Не более 1-й мин.
Время непрерывной работы весов	Не ограничено

Весы 4к815 «ЗДОРОВЬЕ»

Весы бытовые настольные серии «Здоровье». Они предназначены для статических измерений массы тела в домашних условиях с достаточно высокой точностью. Такие весы отличаются простотой в эксплуатации, высоким уровнем надёжности, а также удобными элементами питания в виде 9В батарей (в основном «Крона»). Относительная влажность, при которой данные весы будут безотказно работать, не должна превышать 80%.

Характеристики:

- НПВ-150кг,
- НмПВ-2,5кг,
- жиранализатор,
- погрешность-0,1кг,
- Автомат.включение,
- ЖКИ,
- память на 10чел.,
- звуковой сигнал.
- Весы 4к808 ЗДОРОВЬЕ
- Весы «4к808» до 150кг, металл-пластик-стекло, погрешность-0,1кг.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ

- Весы бытовые электронные для взвешивания в домашних условиях. Весы просты в использовании, надёжны, работают от батареи 9V типа «КРОНА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	4к808
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	150
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, кг	4
Дискретность отсчёта, кг.	0,1
Напряжение питания	9V
Рабочий диапазон температуры	+5....+35 гр.С
Относительная влажность	30...80%
Время установления рабочего режима	Не более 1-й мин.
Время непрерывной работы весов	Не ограничено

Весы 4к804 ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЫ «ЗДОРОВЬЕ» до 150кг, металл-пластик-стекло, погрешность-0,1кг

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ

Весы бытовые электронные для взвешивания в домашних условиях. Весы просты в использовании, надёжны, работают от батареи 9V типа «КРОНА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	4к804
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	150
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, кг	4
Дискретность отсчёта, кг.	0,1
Напряжение питания	9V
Рабочий диапазон температуры	+5....+35 гр.С
Относительная влажность	30...80%
Время установления рабочего режима	Не более 1-й мин.
Время непрерывной работы весов	Не ограничено

Весы 3к814 ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЫ «ЗДОРОВЬЕ» до 150кг, металл-пластик-стекло, погрешность-0,1кг

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ

Весы бытовые электронные для взвешивания в домашних условиях. Весы просты в использовании, надёжны, работают от батареи 9V типа «КРОНА».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗК814
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	150
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, кг	4
Дискретность отсчёта, кг.	0,1
Напряжение питания	9V
Рабочий диапазон температуры	+5...+35 гр.С
Относительная влажность	30...80%
Время установления рабочего режима	Не более 1-й мин.
Время непрерывной работы весов	Не ограничено

Весы Здоровье BR2015 (130кг/1г)

Характеристики:

- Размеры платформы: 242 x 263.
- НПВ=130 кг,
- погрешность=±1 кг.

Весы Здоровье модель EF 932, 180кг/0,1кг

Характеристики:

- НПВ = 180кг,
- Погрешность=±0,1 кг,
- Питание: 9В батареи типа «Крона»,
- Влажность до 80%.

Весы Здоровье модель EF 913, 200кг/100г

Характеристики:

- НПВ = 200кг,
- Погрешность=±0,1 кг,
- Питание: 9В батареи типа «Крона»
- Влажность до 80%.

Весы Здоровье модель EB 9101, 180кг/0,1кг

Характеристики:

- НПВ = 180кг,
- Погрешность=±0,1 кг,
- Влажность до 80%.
- Жидкокристаллический дисплей высотой 20 мм.
- Выносной индикатор с возможностью работы на расстоянии до 5 м от весов.
- Часы с будильником.
- Питание: 4 батарейки AAA по 1.5 В каждая.
- Габариты в упаковке: 350x330x65мм.
- Вес брутто/нетто: 2800г/2526г

Весы Здоровье модель EB 9332, 200кг/100г

Характеристики:

- НПВ = 200кг,
- Погрешность=±0,1 кг,
- Влажность до 80%.
- Питание: батарейки 3В.

Габариты в упаковке: 420x330x40мм.
Вес брутто/нетто: 2542г/2306г

Весы Здоровье HF10

Характеристики:

- НПВ = кг,
- Погрешность=±0,1 кг,
- Питание ,
- Влажность до 80%.

Весы Здоровье EFU509 (180кг/100г)

Характеристики:

Размеры платформы: 270 x 350. Встроенные часы. 10 ячеек памяти. Возможность подключения весов к компьютеру через USB. Распечатка результатов. Весы комплектуются установочным диском. НПВ=180 кг, НмПВ=2 кг, погрешность=±100 гр, Питание -9V

Весы Здоровье BR9012 (120кг/1г)

Характеристики:

- Размеры платформы: 251 x 284мм,
- погрешность=±1 г,
- НПВ=130 кг.

Весы Здоровье EB9008 (180кг/100г)

Характеристики:

- Размеры платформы: 300 x 310.
- НПВ=180 кг,
- НмПВ=2 кг
- погрешность=±100 гр,
- Питание -3V

Весы Здоровье BR2019-H06 (130кг/1г)

Механические весы предназначены для взвешивания человека.

Характеристики:

- Размеры платформы: 242 x 263.
- НПВ=130 кг,
- погрешность=±1 кг.

Весы Здоровье BR2019-H05 (130кг/1г)

Механические весы предназначены для взвешивания человека.

Характеристики:

- Размеры платформы: 242 x 263.
- НПВ=130 кг,
- погрешность=±1 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://midlves.nt-rt.ru/> || mso@nt-rt.ru